

# Lingettes détergentes désinfectantes

## STERIMED

**Pack de 100 lingettes détergentes désinfectantes pour surfaces, petit matériel et dispositifs médicaux non-invasifs.**

**Dispositif médical classe IIa**



**Pour le nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non-immérgeables et non-invasifs (capteurs de pression, connectiques et câbles, testeur de glycémie, sondes échographiques, ...) et l'essuyage préliminaire des gaines d'endoscopes avant immersion pour désinfection. Peut être utilisé pour l'entretien des incubateurs hors présence de l'enfant.**



### Formule

Ethanol (< 3%), Diméthylbenzylammonium chlorure, Propan-2-ol (< 1%).

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



### Propriétés microbiologiques

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1276\*, EN13727, EN13697\*, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terrae EN14348\* et EN14563\* en 15mn.
- Fongicide EN14562\* (sur Aspergillus Fugimatus) en 5 min.
- Levuricide EN1650, EN13697\*, EN13624\*, EN14562\* sur Candida albicans en 5 min.
- Virucide EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus\* en 1 mn, Rotavirus\* en 15 mn.



### Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi à usage unique.

Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.



### Précautions d'emploi

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.



### Conditionnement

**REF : STERIMED**

Pack de 100 lingettes épaisses 180 x 200mm.

Carton de 12 packs.

Palette de 50 cartons